

檢驗項目：Eosinophil count / 嗜酸性白血球計算

健保編號：080101

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：取 2ML 血液送檢

採檢容器：紫蓋真空採血管(含 EDTA)

報告時效：一般件：每天 急件：30 分鐘

參考區間：50 - 350 /cmm

危險值：無

臨床意義：

過敏、寄生蟲感染、氣喘時會上升。低嗜酸性球 (Eosinopenia)見於 Cushing's disease、休克與 ACTH 注射後。

本測試常用來：1.協助診斷過敏反應。

2.協助診斷寄生蟲感染。

3.協助診斷布魯氏桿菌病 (brucellosis)與某些白血病。

補單、複檢時效：12 小時

影響檢驗結果的原因：參閱注意事項

是否需患簽署同意書：否

注意事項：採檢後，請 180 度輕微搖晃 8~10 次，以利抗凝劑混合均勻